

## Stent Warnings/Precautions

English

### Stent Warnings/Precautions

Multi-Length Ureteral Stents: Formation of knots in multi-length ureteral stents may occur. This may result in injury to the ureter during removal and/or the need for additional surgical intervention. The presence of a knot should be considered if significant resistance is encountered during attempts at removal.

French/Français

### Mises en garde/précautions relatives au stent

Stents urétéraux multi-longueur : la formation de nœuds dans les stents urétéraux multi-longueur peut survenir. Ceci peut provoquer des lésions dans l'uretère au cours du retrait et/ou nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire. La présence d'un nœud devrait être envisagée en cas de résistance importante lors d'une tentative de retrait.

German/Deutsch

### Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen für den Stent

Harnleiter-Stents unterschiedlicher Länge: Es kann zur Bildung von Knoten in Harnleiter-Stents unterschiedlicher Länge kommen. Dies kann während der Entfernung zu einer Verletzung des Harnleiters führen und/oder einen weiteren chirurgischen Eingriff erforderlich machen. Das Vorliegen eines Knotens sollte in Betracht gezogen werden, wenn bei Entfernungsversuchen auf beträchtlichen Widerstand gestoßen wird.

Italian/Italiano

### Avvertenze/Precauzioni per lo stent

Stent ureterali multi-lunghezza: negli stent ureterali multi-lunghezza possono formarsi dei nodi. Ne possono conseguire possibili lesioni all'uretere durante la rimozione e/o la necessità di ricorrere a reintervento. Sospettare la presenza di un nodo se si avverte significativa resistenza durante i tentativi di rimozione.

Spanish/Español

### Precauciones y advertencias de la endoprótesis

Endoprótesis ureterales de varias longitudes: Podrían formarse nudos en endoprótesis ureterales de varias longitudes. Esto puede provocar lesiones en el uréter durante la extracción o requerir otra intervención quirúrgica. Debe considerarse la presencia de un nudo si se encuentra resistencia significativa al intentar la extracción.

Dutch/Nederlands

### Waarschuwingen/voorzorgmaatregelen stent

Ureterstents in meerdere lengtes: In ureterstents in meerdere lengtes kan knooppvorming optreden. Dit kan leiden tot letsel van de ureter tijdens verwijdering en/of de noodzaak van een aanvullende chirurgische ingreep. Er moet worden gedacht aan de aanwezigheid van een knoop als er significante weerstand wordt ondervonden tijdens pogingen om de stent te verwijderen.

**BARD**

 Manufacturer:  
C. R. Bard, Inc.  
Covington, GA 30014 USA  
1 800 526 4455  
www.bardmedical.com

**CE**  
0086

**EC REP**

Bard Limited  
Forest House  
Brighton Road  
Crawley, West Sussex  
RH11 9BP UK  
+44 1293 527 888

PK7644183 09/2016

Portuguese/Português

### Advertências/precauções do stent

Stents uretrais de vários comprimentos: Pode ocorrer a formação de nós nos stents uretrais de vários comprimentos. Isto pode resultar em lesões na uretra durante a remoção e/ou a necessidade de intervenção cirúrgica adicional. A presença de um nó deve ser considerada se encontrar uma resistência significativa durante as tentativas de remoção.

Greek/Ελληνικά

### Προειδοποιήσεις/προφυλάξεις ενδοπρόθεσης

Ουρητηρικές ενδοπροθέσεις πολλαπλών μηκών: Μπορεί να σχηματιστούν κόμβοι στις ουρητηρικές ενδοπροθέσεις πολλαπλών μηκών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ουρητήρα κατά την αφαίρεση ή/και την ανάγκη για πρόσθετη χειρουργική επέμβαση. Αν συναντήσετε σημαντική αντίσταση κατά τις προσπάθειες αφαίρεσης θα πρέπει να εξετάστε την περίπτωση παρουσίας κόμβου.

Danish/Dansk

### Advarsler/forsigtighedsregler for stent

Ureterale stenter av flere lengder: Det kan danne seg knuter på ureterale stenter av flere lengder. Dette kan føre til skade på ureter i løpet av fjerning og/eller behov for ekstra kirurgisk intervensjon. Tilstedeværelse av en knute skal tas med i betraktningen hvis man møter betydelig motstand i løpet av fjerningsforsøk.

Swedish/Svenska

### Varningar/försiktighetsåtgärder för stenten

Uretärstentar i flera längder: Knutbildning kan inträffa i uretärstentar i flera längder. Detta kan leda till skador på urinledaren vid borttagning och/eller till behov av ytterligare kirurgiska ingrepp. Förekomst av en knut bör övervägas om betydande motstånd påträffas under försök till borttagning.

Finnish/Suomi

### Stenttiä koskevat varoitukset/varotoimet

Monipituiset ureterstentit: Monipituisiin ureterstentteihin voi muodostua solmuja. Tämä voi johtaa virtsanjohtimen vahingoittumiseen poiston aikana tai lisäleikkauksen tarpeeseen. Solmun mahdollisuus on otettava huomioon, jos poistoyritysten aikana tunnetaan merkittävää vastusta.

Norwegian/Norsk

### Advarsler/forholdsregler for stent

Ureterstenter i flere længder: Der kan dannes knuder i ureterstenter i flere længder. Dette kan resultere i beskadigelse af ureter under fjernelse af anordningen og/eller nødvendiggøre yderligere kirurgisk indgreb. En evt. knude bør tages i betragtning, hvis man møder signifikant modstand under forsøg på fjernelse af anordningen.

Polish/Polski

### Ostrzeżenia/środki ostrożności dotyczące stentu

Stenty moczowodowe wielokrotnej długości: W stentach moczowodowych wielokrotnej długości mogą występować zgrubienia. Może to doprowadzić do uszkodzenia moczowodu podczas

wyjmowania stentu i/lub spowodować potrzebę dodatkowej interwencji chirurgicznej. Jeśli w trakcie prób wyjęcia stentu występuje znaczny opór, należy wziąć pod uwagę obecność zgrubienia.

Hungarian/Magyar

### A sztenthez kapcsolódó figyelmeztetések és óvintézkedések

Többféle hosszban alkalmazható uretersztentek: A többféle hosszban alkalmazható uretersztenteken csomók képződhetnek. Emiatt az eltávolítás során megsérülhet az ureter és/ vagy további sebészeti beavatkozás válhat szükségessé. Csomó jelenlétére is gondolni kell, ha az eltávolításra tett kísérletek során jelentős ellenállás tapasztalható.

Czech/Česky

### Varování a bezpečnostní opatření pro stent

Uretrální stenty s více délkami: V případě stentů s více délkami může docházet ke vzniku uzlů. Může to vést k poranění močovodu během jejich odstrňování nebo k nutnosti dalšího chirurgického zákroku. Přítomnost uzlu je třeba zvážit v případě, že je během pokusů o vyjmutí zaznamenán patrný odpor.

Turkish/Türkçe

### Stent Uyarıları/Önlemleri

Çok Uzunluklu Üreteral Stentler: Çok uzunluklu üreteral stentlerde düğümler oluşabilir. Bunun sonucunda çıkartma sırasında ve/veya ilave cerrahi girişim gereksiniminde üreterde yaralanma meydana gelebilir. Çıkartma girişimleri sırasında ciddi bir dirençle karşılaşılması halinde bir düğümün varlığı dikkate alınmalıdır.

Russian/Русский

### Сент: предупреждения и предостережения

Мочеточниковые стенты разной длины: При использовании мочеточниковых стентов разной длины могут образоваться узлы. Это может привести к повреждению мочеточника в ходе процесса извлечения и (или) к необходимости дополнительного хирургического вмешательства. Следует рассмотреть вероятность присутствия узла, если при попытках извлечения встречается значительное сопротивление.

Traditional Chinese/繁體中文

### 關於支架的警告/注意事項

多種長度之輸尿管支架：在多種長度輸尿管支架中可能會形成打結。這可能會導致在取出支架時損傷輸尿管及/或需要額外手術干預。若在嘗試取出支架的過程中遇到很大阻力，應考量出現打結之情況。

Korean/한국어

### 스텐트 경고/주의사항

다중 길이 요관 스텐트: 다중 길이 요관 스텐트에서 매듭이 형성될 수 있습니다. 이로 인해 제거중에 요관이 손상되거나 추가 수술이 필요할 수 있습니다. 제거 시도 중에 상당한 저항이 느껴지면매듭 형성 가능성을 고려해야 합니다.