

Vēstules nosūtīšanas datums

GE HealthCare atsauce Nr. 80192

Kam: Klīniskās darbības/radioloģijas daļas direktoram
Risku vadītājam/slimnīcas vadītājam
Biomedicīnisko un klīnisko lietu tehniskajam direktoram
IT nodaļas vadītājam

RE: **AW Server – potenciāla drošības ievainojamība**

Drošības problēma

Uzņēmuma GE HealthCare speciālisti ir atklājuši drošības ievainojamību AW Server izstrādājumos. Ja serverim AW Server nav konfigurēta sarežģīta parole un ļaunprātīgs lietotājs piekļūst tīklam, kur ir instalēts AW serveris, ievainojamība var tikt ļaunprātīgi izmantota. Ja tā notiek, ļaunprātīgais lietotājs potenciāli var kaitēt pacientu datu konfidencialitātei, integritātei un pieejamībai.

Uzņēmums GE HealthCare nav saņēmis ziņojumus par savainojumiem, kas radušies šīs problēmas dēļ.

Klientam/ lietotājam veicamās darbības

Jūs varat turpināt lietot ierīci, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

1. Pārliecinieties, vai AW Server ir instalēts iestādes iekšējā tīklā, kuram **nevar** piekļūt ne no viena publiska tīkla. Ja ir nepieciešama piekļuve serverim AW Server ārpus iestādes tīkla, šī savienojamība ir jākonfigurē tā, lai to varētu izmantot tikai caur iestādes virtuālo privāto tīklu (VPN) vai ekvivalentu tīkla drošības risinājumu, kas aprakstīts Jūsu AW Server iepriekšējas instalēšanas rokasgrāmatā, kura ir pieejama klientu dokumentācijas portālā.

PIEZĪME: piekļuves pārvaldība iestādes iekšējam tīklam, kurā ir instalēts serveris AW Server, kā arī tīkla drošības risinājuma pārvaldība ir pašas iestādes stingra atbildība.

2. Serverim AW Server ir jākonfigurē spēcīgas, drošas paroles.
3. Uzņēmums GE HealthCare iesaka organizācijām ievērot drošības un kiberdrošības labāko praksi, tostarp nodrošinot tīklu, kuram pieslēgts serveris AW Server.

Lūdzu, nodrošiniet visu Jūsu iestādes iespējamo lietotāju iepazīšanos ar šo drošības paziņojumu.

Lūdzu, saglabājiēt šo dokumentu turpmākajām uzziņām.

Lūdzu, aizpildiet un nosūtiet pievienoto apstiprinājuma veidlapu uz recall.80192@gehealthcare.com

**Sīka
informācija par
problēmas
skartajiem
izstrādājumiem**

Ir ietekmēti šādi izstrādājumi ar tālāk norādītajām programmatūras versijām

Izstrādājums	UDI atsauce
AW Server 2.0 Ext. X	N/P
AW Server 3.0 Ext. X	N/P
AW Server 3.1 Ext. X	N/P
AW Server 3.2 Ext. X	(01)00840682102384(10)AWS XXXXX

PIEZĪME: kad iepriekš norādītie izstrādājumi ir instalēti tieši GE HealthCare DT vai PET/DT skeneros, lai nodrošinātu 3D lietotnes funkcionalitāti skenera pultī, tie nav ietekmēti.

**Labojumu
īstenošana**

Uzņēmums GE HealthCare bez maksas nodrošinās visu ietekmēto izstrādājumu labošanu. GE HealthCare pārstāvis sazināsies ar Jums un vienosies par labojumu ieviešanu.

**Kontakt-
informācija**

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šo ziņojumu, lūdzu, sazinieties ar vietējo GE HealthCare Service apkalpošanas pārstāvi vai vietējo tehniskā dienesta pārstāvi.

Uzņēmums GE HealthCare apstiprina, ka ar šo paziņojumu ir iepazīstināta attiecīgā reglamentējošā iestāde.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu galvenā prioritāte ir augsta drošības un kvalitātes līmeņa uzturēšana. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Ar cieņu



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**PAZIŅOJUMA PAR DROŠĪBU APLIECINĀJUMS
NEPIECIEŠAMA ATBILDE**

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to uzņēmumam GE HealthCare uzreiz pēc saņemšanas, taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Šis ir apstiprinājums tam, ka paziņojums par drošību ir saņemts un izprasts.

Iestādes nosaukums: _____

Adrese: _____

Pilsēta/rajons/indekss/valsts: _____

Klienta e-pasta adrese: _____

Klienta tālruņa numurs: _____

Parakstot šo veidlapu, mēs apstiprinām, ka esam saņēmuši pievienoto paziņojumu par drošību, izprotam to, esam informējuši visus potenciālos lietotājus un esam rīkojušies un rīkosimies, kā ir norādīts šajā paziņojumā.

Lūdzu, norādiet tās atbildīgās personas vārdu, kura aizpildīja šo veidlapu.

Paraksts: _____

Paraksta atšifrējums: _____

Dienesta stāvoklis/amats: _____

Datums (DD.MM.GGGG.): _____

Lūdzu, noskenējiet vai nofotografējiet aizpildīto veidlapu un nosūtiet to uz e-pasta adresi recall.80192@gehealthcare.com vai aizpildiet atbildes veidlapu tiešsaistē.



E-pasta QR kods



Tiešsaistes atbildes veidlapas QR kods