

LIFEPAK® 1000 defibrilatora APSTIPRINĀJUMA LAPA

Parakstiet, norādiet datumu un nosūtiet aizpildīto(ās) lapu(as) saskaņā ar zemāk norādīto kontaktinformāciju

Konta Nr.	Aizpildīja (Vārds lielajiem burtiem): _____	Lūdzu, atsūtiet atpakaļ aizpildīto veidlapu: <ul style="list-style-type: none"> Uz faksa Nr.: +31 43 808 0003 Uz e-pastu: RS.EMEArecall@physio-control.com Vai pa pastu: Physio-Control Operations Netherlands B.V. Galjoenweg 68, 6222 NV Māstrihta (<i>Maastricht</i>), Nīderlande
Konta nosaukums	Paraksts: _____	
Pilsēta, valsts, pasta indekss	Tālrunis: (____) _____ Datums: __/__/__	
Kam: Riska pārvaldes nodaļai	E-pasts: _____	

NORĀDĪJUMI

- Pārbaudiet, vai sarakstā norādītais sērijas numurs sakrīt ar sērijas numuru uz etiķetes, kas atrodas Jūsu ierīces aizmugurē.**
- Lūdzu, norādiet vai Jūsu ierīce(s) tiek izmatota(s) stacionārā (piemēram, piestiprināta pie sienas) vai mobilā (piemēram, transporta līdzeklī) vidē.**
 - Ja Jūsu ierīce(s) atrodas mobilā vidē, lūdzu, norādiet: NMP, ugunsdzēsēji, policija vai cits
- Izņemiet akumulatoru un ielieciet to atpakaļ.**
- Turpiniet izņemt ierīces akumulatoru un likt to atpakaļ reizi nedēļā, kamēr ar Jums sazināsies Physio-Control, lai organizētu visu iesaistīto sērijas numuru ierīču remontu.**
- Ja Jūsu LIFEPAK® 1000 negaidīti izslēdzas lietošanas laikā, nekavējoties izņemiet akumulatoru no savas LIFEPAK® 1000 un ielieciet to atpakaļ. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo Physio-Control izplatītāju, lai organizētu ierīces labošanu.**

Sērijas numurs	Akumulators izņemts un ielikts atpakaļ	Stacionāra (S) vai mobilā (M) vide	Ja mobilā, norādiet veidu: NMP, ugunsdzēsēji, policija vai cits	Iknedējas grafiks akumulatora izņemšanai un ielikšanai atpakaļ	Ierīces nekad nav bijis	Ierīce pilnībā likvidēta (nodota atkritumos) vai izņemta no lietošanas	Ierīce nav atrodama	Ierīce pārcelta uz citu vietu*	*Lūdzu, norādiet jauno adresi un jauno kontaktinformāciju
PIEMĒRS	ⓐ/ NĒ	S / ⓐ	ⓐ/ UGUNSDZĒSĒJI / POLICIJA / CITS	ⓐ/ NĒ	☐	☐	☐	☐	
	JĀ / NĒ	S / M	NMP / UGUNSDZĒSĒJI / POLICIJA / CITS	JĀ / NĒ					