


**LŪDZU, PIESTIPRINIET ŠO PAZIŅOJUMU PIE KATRAS NO JŪSU AED
IERĪCĒM**

Pareiza etiķete uz elektrodiem

Novietojiet elektrodus zīdaiņa kailā krūškurvja priekšpusē un aizmugurē, kā attēlots uz katra elektroda.



Pareiza etiķete uz iesaiņojuma

INFANT / CHILD Reduced Energy Defibrillation Electrodes
LIFEPAK® 500 Biphasic, LIFEPAK CR® Plus, LIFEPAK EXPRESS®, LIFEPAK 1000 Defibrillators

PHYSIO CONTROL

IMPORTANT: Use these reduced energy defibrillation electrodes on an infant or child less than 8 years of age or less than 25 kg (55 lb) only with LIFEPAK 500 Biphasic, LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS and LIFEPAK 1000 Defibrillators. Do not delay therapy to determine child's exact age or weight. For more information, see the Infant/Child Electrodes Instructions for Use (3202778).

USA Rx Only To reorder 1-800-442-1142

**Zīdaiņu/bērnu samazinātas enerģijas defibrilācijas elektrodi
Pareizas etiķetes uz elektrodiem un iesaiņojuma**

