

**INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IEPAKOJUMA**

**KARTONA KASTĪTE**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Ospen 400 000 SV/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai  
Phenoxymethylpenicillinum

**2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)**

5 ml (1 mērkartē) suspensijas satur 400 000 SV fenoksimetilpenicilīna (benzātīna sāls veidā).

**3. PALĪGVIELU SARAKSTS**

Satur arī metilparahidroksibenzoātu, propilparahidroksibenzoātu, sorbitolu.

**4. ZĀĻU FORMA UN SATURS**

60 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas

**5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Iekšķīgai lietošanai.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

Pirms lietošanas labi sakratīt.  
Iepakojumā ir 5 ml mērkartīte.

**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mm/GGGG}

**9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī (2–8 °C).  
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

**10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS**

**11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Sandoz GmbH  
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl  
Austrija

**12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)**

**13. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

Recepšu zāles.

**15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**

**16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ**

Ospen 400 000 SV/5 ml

**17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS**

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

**18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA**

PC: {numurs}  
SN: {numurs}  
NN: {numurs}

**MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**PUDELE**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)**

Ospen 400 000 SV/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai  
Phenoxymethylpenicillinum

Iekšķīgai lietošanai.

**2. LIETOŠANAS VEIDS**

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**3. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz {mm/GGGG}

**4. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija {numurs}

**5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS**

60 ml

**6. CITA**

SANDOZ

Pirms lietošanas labi sakratīt.

Uzglabāt ledusskapī (2–8 °C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.